





PHOTOPOL PRO
 **dentalfarm**
DENTAL EQUIPMENT SINCE 1972


EXCELLENCE.TODAY



Spettro Real-UV (< 410 nm) VIOLETT0

Spettro Near-UV (> 410 nm) BLU

Spettro UV (320 - 550 nm) entrambi



A5407 PHOTOPOL PRO

A5407V PHOTOPOL PRO VACUUM

Altezza: 300mm - Larghezza: 280mm - Profondità: 350mm

Altezza: 300mm - Larghezza: 280mm - Profondità: 350mm

Peso Netto e Lordo: 8,5Kg - 9,5Kg

Peso Netto e Lordo: 10,5Kg - 12,5Kg

Tensione: 230V - 50/60Hz (ulteriori opzioni disponibili a richiesta)

Tensione: 230V - 50/60Hz (ulteriori opzioni disponibili a richiesta)

Assorbimento: 250W

Assorbimento: 300W

Dimensione piattello rotante: 100x100mm

Dimensione piattello rotante: \varnothing 95mm

Gamma lunghezza d'onda: 320-550nm (picco a 470nm)

Gamma lunghezza d'onda: 320-550nm (picco a 470nm)