

## ISOCIL1 (3 - 6 - 9) CILINDRI METALLICI

Gruppo di appartenenza

**Accessori di fusione**

Caratteristiche salienti

⇒ Disponibili in 4 dimensioni:

1x - Ø 30 mm - altezza 50 mm  
cod. ISOCIL1X6



3x - Ø 50 mm - altezza 50 mm  
cod. ISOCIL3X6



6x - Ø 65 mm - altezza 50 mm  
cod. ISOCIL6X6



9x - Ø 80 mm - altezza 50 mm  
cod. ISOCIL9X6



Confezione di vendita

⇒ Prodotti dal tubo di acciaio inossidabile  
6 pezzi di unica dimensione

## ISOBASE - BASI in GOMMA per CILINDRI



Gruppo di appartenenza	<b>Accessori di fusione</b>
Caratteristiche salienti	<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Stampati in PVC morbido</li><li>⇒ 2 differenti dimensioni di cono di colata</li><li>⇒ Sistema di identificazione della posizione del modellato per trovare facilmente l'orientamento nella centrifuga</li><li>⇒ Anelli concentrici per poter mettere in rivestimento indistintamente le quattro dimensioni di cilindro</li></ul>
Confezione di vendita	1 con cono piccolo e 1 con cono grande

## ISOMAT3x18 (6x18 - 9x18) NASTRO TENSIOAMMORTIZZANTE per CILINDRI

Gruppo di appartenenza	<b>Accessori di fusione</b>
Caratteristiche salienti	<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Strisce fustellate a misura di isolante termico morbido per compensare l'espansione dei rivestimenti</li><li>⇒ 3 differenti lunghezze a seconda del diametro dei cilindri</li></ul>
Confezione di vendita	18 strisce di unica dimensione